

## Compartmental Access Refrigerator Manuale operativo



## Storia del documento

| Revisione | Data            | CO    | Sessione<br>addizionale | Descrizione revisione  |
|-----------|-----------------|-------|-------------------------|--|
| A         | 26 genn. 2015   | 10292 | ND                      | Prima pubblicazione.   |
| B         | 9 febbraio 2015 | 10363 | B sostituisce A         | Etichettatura prodotto aggiornata in base al regolamento.  |
| C         | 25 GIUGNO 2020  | 15495 | C sostituisce B         | L'uso di precauzioni di sicurezza e i simboli sono stati aggiornati in tutto il manuale.<br>Sezione Conformità aggiornata per riflettere il cambiamento nell'organismo notificato. |

\* Data dell'inoltro per revisione cambiamento ordine. La data reale del rilascio potrebbe variare.

## Note e dichiarazioni di limitazione di responsabilità

### Confidenziale/Annunci proprietari dell'azienda

È espressamente vietato l'uso di qualsiasi parte di questo documento al fine di copiare, convertire, disassemblare o decompilare, creare o tentare di ricreare da reverse engineering o in altro modo le informazioni sui prodotti Helmer Scientific.

### Dichiarazione di limitazione di responsabilità

Questo manuale è stato concepito come guida per fornire all'operatore le istruzioni necessarie per l'uso corretto e la manutenzione di alcuni prodotti Helmer Scientific.

La mancata osservanza delle istruzioni, come descritte, potrebbe causare funzioni compromesse del prodotto, lesioni all'operatore o ad altri, o invalidare le garanzie applicabili al prodotto. Helmer Scientific declina ogni responsabilità per responsabilità derivanti da un uso o manutenzione impropri dei propri prodotti.

Le schermate e le immagini dei componenti che appaiono in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e possono variare leggermente dalle schermate del software e/o componenti di prodotti reali.

### Aggiornamenti

Il documento viene fornito solo per uso informativo, rimane soggetto a modifiche senza preavviso e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Helmer Scientific. Helmer Scientific non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni presenti nel contenuto informativo di questo materiale. A fini di chiarezza, Helmer Scientific considera valida solo l'ultima revisione di questo documento.

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Note e dichiarazioni di limitazione di responsabilità</b> . . . . . | <b>i</b>  |
| <b>Sezione I: Informazioni generali</b> . . . . .                      | <b>4</b>  |
| <b>1 Informazioni sul manuale</b> . . . . .                            | <b>4</b>  |
| 1.1 Utilizzatori previsti . . . . .                                    | 4         |
| 1.2 Riferimenti del modello . . . . .                                  | 4         |
| 1.3 Copyright e marchi . . . . .                                       | 4         |
| <b>2 Precauzioni di sicurezza</b> . . . . .                            | <b>4</b>  |
| 2.1 Definizioni di sicurezza . . . . .                                 | 4         |
| 2.2 Etichette prodotto . . . . .                                       | 5         |
| 2.3 Evitare lesioni . . . . .  | 5         |
| <b>3 Raccomandazioni generali</b> . . . . .                            | <b>6</b>  |
| 3.1 Uso previsto . . . . .   | 6         |
| 3.2 Uso generale . . . . .   | 6         |
| 3.3 Caricamento iniziale . . . . .                                     | 6         |
| <b>4 Specifiche tecniche</b> . . . . .                                 | <b>6</b>  |
| <b>5 Conformità</b> . . . . .  | <b>8</b>  |
| 5.1 Conformità alle normative . . . . .                                | 8         |
| 5.2 Conformità RAEE . . . . .  | 8         |
| 5.3 Conformità elettromagnetica . . . . .                              | 8         |
| 5.4 Fabbricante di registro . . . . .                                  | 8         |
| <b>Sezione II: Configurazione iniziale</b> . . . . .                   | <b>9</b>  |
| <b>6 Requisiti di ubicazione</b> . . . . .                             | <b>9</b>  |
| <b>7 Ubicazione</b> . . . . .  | <b>9</b>  |
| <b>8 Sonde temperatura</b> . . . . .                                   | <b>10</b> |
| <b>9 Registratore a diagramma (opzionale)</b> . . . . .                | <b>10</b> |
| 9.1 Installare e modificare il registratore a diagramma . . . . .      | 11        |
| <b>10 Accensione iniziale</b> . . . . .                                | <b>12</b> |
| <b>Sezione III: Funzionamento</b> . . . . .                            | <b>14</b> |
| <b>11 Funzionamento</b> . . . . .                                      | <b>14</b> |
| 11.1 Funzionamento normale . . . . .                                   | 14        |
| 11.2 Allarmi attivi . . . . .  | 14        |
| 11.3 Silenziare e disattivare gli allarmi attivi . . . . .             | 15        |
| 11.4 Modifica del setpoint della temperatura . . . . .                 | 15        |
| 11.5 Impostare i parametri di allarme . . . . .                        | 15        |

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>12 Guida di riferimento alle icone i.C<sup>3</sup>®</b> .....   | <b>15</b> |
| <b>13 Funzionamento dei componenti di montaggio Compartment</b> .....                                    | <b>16</b> |
| 13.1 Ubicazioni di Compartment .....   | 16        |
| 13.2 Funzionamento dei vassoi .....  | 16        |
| 13.3 Luce frigorifero .....  | 16        |
| <b>14 Funzionamento durante interruzione di corrente</b> .....   | <b>17</b> |
| 14.1 Funzionamento del frigorifero con un sistema di alimentazione di emergenza .....                    | 18        |
| 14.2 Accedere al frigorifero e ai vassoi durante un'interruzione dell'alimentazione .....                | 18        |
| 14.3 Fissare la porta esterna durante un'interruzione prolungata dell'alimentazione CA (opzionale) ..... | 19        |
| <b>Sezione IV: Manutenzione</b> .....  | <b>20</b> |
| <b>15 Programma di manutenzione</b> .....  | <b>20</b> |
| <b>Sezione V: Componenti</b> .....   | <b>21</b> |
| <b>16 Componenti anteriori</b> .....   | <b>21</b> |
| 16.1 Esteriori anteriori .....   | 21        |
| 16.2 Vano anteriore .....  | 22        |
| <b>17 Componenti posteriori</b> .....  | <b>23</b> |
| 17.1 Posteriore esterna .....  | 23        |
| 17.2 Vano posteriore .....   | 24        |
| <b>18 Componenti interni</b> .....   | <b>25</b> |
| 18.1 Componenti frigorifero .....  | 25        |
| 18.2 Componenti di montaggio Compartment .....   | 27        |
| 18.3 Ricambi in dotazione .....  | 27        |

## Sezione I: Informazioni generali

### 1 Informazioni sul manuale

#### 1.1 Utilizzatori previsti

Questo manuale è destinato agli utilizzatori finali del Compartmental Access System che consiste del frigorifero iBX080, l'Access Console ACX001 e il Consumable Cart CCX001. Consultare la Guida per l'utente BloodTrack Courier® (numero di parte 113463-IE) per informazioni su come utilizzare il software BloodTrack Courier® che funziona sulla piattaforma BloodTrack® Kiosk e fornisce la gestione di prodotti ematici ad HaemoBank™.

#### 1.2 Riferimenti del modello

Il Compartmental Access System diventa HaemoBank™ dopo l'installazione del software BloodTrack Courier®. In tutto il manuale sono utilizzati riferimenti per indicare i singoli componenti di HaemoBank™. La componente iBX080 si riferisce al Compartmental Access Refrigerator. La componente ACX001 si riferisce all'Access Console, e il CCX001 si riferisce al Consumable Cart.

#### 1.3 Copyright e marchi

Helmer®, i.Series®, i.C³®, e Rel.i™ sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Helmer, Inc. negli Stati Uniti d'America. Copyright © 2020 Helmer, Inc. BloodTrack®, HaemoBank™ e BloodTrack Courier® sono marchi registrati di Haemonetics Corporation. Tutti gli altri marchi e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Helmer, Inc., conduce i propri affari (DBA) con i marchi Helmer Scientific e Helmer.

### 2 Precauzioni di sicurezza

L'operatore o l'utente che esegue la manutenzione o di assistenza sui prodotti Helmer Scientific deve (a) ispezionare il prodotto per accertarne usura e danni anormali, (b) scegliere una procedura di riparazione che non metterà in pericolo la sua sicurezza, quella di altri, del prodotto, o il funzionamento sicuro del prodotto, e (c) controllare completamente e testare il prodotto per assicurare che la manutenzione o il servizio sono stati eseguiti correttamente.

#### 2.1 Definizioni di sicurezza

I seguenti avvisi di sicurezza generali appaiono con tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale. Leggere e rispettare la dichiarazione di sicurezza che accompagna il simbolo di pericolo.



---

**NOTA** Fornisce informazioni utili su una procedura o tecnica operativa quando si utilizzano i prodotti Helmer Scientific.

---

**AVVISO** Consiglia all'utente di non dare inizio ad un'azione o creare una situazione che possa provocare danni alle apparecchiature; è improbabile che si verifichino lesioni personali.

---

## 2.2

## Etichette prodotto



Avvertenza: Consultare il manuale per importanti informazioni cautelative



Consultare le istruzioni per l'uso



Avvertenza: Superficie calda



Terminale di terra/massa



Avvertenza: Rischio di scosse elettriche



Terminale di terra/massa protettivo

## 2.3

## Evitare lesioni

- ▶ Leggere le istruzioni di sicurezza prima di installare, utilizzare o eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura.
- ▶ Prima di spostare l'unità, assicurarsi che le porte siano chiuse e le rotelle sbloccate e prive di ostacoli.
- ▶ Non spostare un'unità il cui carico supera 408 kg (900 lbs).
- ▶ Prima di spostare l'unità, scollegare il cavo di alimentazione CA e fissarlo.
- ▶ Non scollegare l'Access Console quando HaemoBank™ è acceso.
- ▶ Non limitare mai fisicamente un componente in movimento.
- ▶ Evitare di rimuovere i pannelli elettrici di servizio e di accesso a meno che ci siano istruzioni in merito.
- ▶ Tenere le mani lontane da punti di schiacciamento quando si chiude la porta.
- ▶ Evitare bordi taglienti quando si lavora all'interno del vano elettrico e di refrigerazione.
- ▶ Evitare di fissare lo sguardo sui LED d'illuminazione del vassoio per periodi prolungati di tempo, in quanto potrebbero verificarsi estese lesioni agli occhi.
- ▶ Assicurarsi che i materiali biologici siano conservati alle temperature consigliate determinate dalle norme, dai manuali, o dalle buone pratiche di laboratorio.
- ▶ Procedere con cautela quando si aggiungono e asportano campioni dal frigorifero.
- ▶ Utilizzare esclusivamente i cavi di alimentazione forniti.
- ▶ Utilizzare l'apparecchiatura in un modo non specificato dal Helmer Scientific può comprometterne la protezione.
- ▶ Decontaminare le parti prima di inviarle per la manutenzione o riparazione. Contattare il Supporto clienti di Haemonetics® Corporation BloodTrack® (tel 877.996.7877) o il distributore per le istruzioni di decontaminazione e il numero di autorizzazione alla resa.
- ▶ Assicurarsi che i materiali biologici vengano conservati in conformità a tutti i requisiti organizzativi, normativi e di legge applicabili.
- ▶ Il frigorifero non è considerato come un armadio di conservazione di materiali infiammabili o pericolosi.

### 3 Raccomandazioni generali

#### 3.1 Uso previsto

Il Compartmental Access Refrigerator è destinato alla conservazione di emoderivati e altri prodotti medici e scientifici.

#### 3.2 Uso generale

Permettere al frigorifero di raggiungere la temperatura ambiente prima dell'accensione.


**NOTA**

Durante il primo avviamento, potrebbe suonare l'allarme temperatura elevata mentre il frigorifero raggiunge la temperatura di funzionamento.

#### 3.3 Caricamento iniziale

Permettere alla temperatura della camera di stabilizzarsi nel punto impostato prima di caricare il prodotto.

### 4 Specifiche tecniche

|   | Compartmental Access System  | iBX080               | ACX001              | CCX001                 |
|---|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Dimensioni interne (L x A x P)</b>   |  |                      |                     |                        |
| Sistema standard/inglese  | ND   | 24,75" x 58,25" x 32 | ND                  | 10,6" x 18" x 21"      |
| Sistema metrico   | ND   | 629 x 1480 x 813     | ND                  | 269 x 457 x 533        |
| <b>Dimensioni esterne inclusive di accessori (L x A x P) (include maniglie, rotelle, cardini)</b> |  |                      |                     |                        |
| Sistema standard/inglese (in)   | 43,5" x 79,75" x 40"   | 29" x 79,7" x 38,1"  | 14" x 51,5" x 23,6" | 14,2" x 27,75" x 21,6" |
| Sistema metrico (mm)  | 1104 x 2026 x 1016   | 737 x 2024 x 968     | 356 x 394 x 599     | 361 x 705 x 549        |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>  |  |                      |                     |                        |
| Peso del frigorifero  | -  | 339 kg (747 lbs)     | 49 kg (108 lbs)     | 29 kg (63 lbs)         |
| <b>Sistema di refrigerazione</b>  |  |                      |                     |                        |
| Refrigerante  | R-134A (non-CFC)   |                      |                     |                        |
| Compressore   | 0,33 HP, raffreddato ad aria   |                      |                     |                        |
| Carica iniziale   | 10,1 oz. (286 g)   |                      |                     |                        |
| <b>Caratteristiche di funzionamento</b>   |  |                      |                     |                        |
| Impostazione predefinita  | 4 °C (39 °F)   |                      |                     |                        |
| Campo di regolazione temperatura:   | da 2 °C a 10 °C (da 36 °F a 50 °F)   |                      |                     |                        |
| <b>Mobile refrigerante</b>  |  |                      |                     |                        |
| Isolamento  | Ad alta densità, schiuma non CFC   |                      |                     |                        |
| Spessore pareti   | 51 mm (2")   |                      |                     |                        |
| Spessore porta  | 51 mm (2")   |                      |                     |                        |
| Materiale esterno   | Acciaio galvanizzato ricotto, con rifinitura a rivestimento antibatterico  |                      |                     |                        |
| Materiale interno   | Acciaio galvanizzato ricotto, con rifinitura a rivestimento antibatterico  |                      |                     |                        |
| Vassoi  | 80 vassoi  |                      |                     |                        |
| Capacità vassoi   | 1 sacchetto di sangue per vassoio  |                      |                     |                        |
| Portale esterno superiore   | 1 di serie   |                      |                     |                        |
| Temperatura registratore a diagramma  | Riserva per 7 giorni di carta di registrazione priva d'inchiostro, sensibile alla pressione, da 102 mm (4") e batteria di backup opzionali |                      |                     |                        |

|                                  | Compartmental Access System   | iBX080   | ACX001   | CCX001 |
|----------------------------------|---|--|--|--------|
| <b>Sistema elettrico</b>         |   |  |  |        |
| Tensione in ingresso e frequenza | -   | 115 V (60 Hz); 230 V (50 Hz); 230 V (60 Hz)                                |  | ND     |
| Tolleranza di tensione           | -   | ± 10%  |  | ND     |
| Interruttori                     | -   | 6 A (solo modelli da 230 V, quantità 2)                                    | 4 A (tutti i modelli, quantità 2)  | ND     |
| Consumo di corrente              | -   | 11,9 A (115 V, 60 Hz)<br>9,5 A (230 V, 50 Hz)<br>10,9 A (230 V, 60 Hz)     | 2,85 A (115 V, 60 Hz)<br>2,80 A (230 V, 50 Hz)<br>2,75 A (230 V, 60 Hz)    | ND     |
| Consumo Energetico               | -   | 1,37 kW (115 V, 60 Hz)<br>2,19 kW (230 V, 50 Hz)<br>2,51 kW (230 V, 60 Hz) | 0,33 kW (115 V, 60 Hz)<br>0,64 kW (230 V, 50 Hz)<br>0,63 kW (230 V, 60 Hz) | ND     |
| Sorgente d'alimentazione         | Presa a terra, ottemperante al codice National Electric Code (NEC) degli Stati Uniti e ai requisiti elettrici locali in tutte le sedi   |  |  |        |
| <b>Controllo e monitoraggio</b>  |   |  |  |        |
| Interfaccia                      | Interfaccia di monitoraggio e controllo combinati i.C <sup>3</sup> , tastierino LCD da 7" a colori  |  |  |        |
| Allarmi                          | Temperatura alta, bassa, e del condensatore; porta aperta; interruzione di alimentazione CA; batteria scarica; nessuna batteria; errore di comunicazione  |  |  |        |
| Interfaccia allarme remoto       | Contatti puliti (standard)  |  |  |        |
| Capacità allarme remoto          | 0,5 A a 30 V (RMS); 1,0 A a 60 V (DC)   |  |  |        |
| Batteria di backup               | Batteria ricaricabile al piombo acido sigillato da 12 V, 7 Ah (quantità 2)  |  |  |        |
| <b>Dati ambientali</b>           |   |  |  |        |
| Standard operativi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare solo in ambienti chiusi</li> <li>▶ Altitudine (massima): 2000 m</li> <li>▶ Intervallo di temperatura ambiente: Da 15 °C a 32 °C</li> <li>▶ Umidità relativa (massima per la temperatura ambiente): 80% per temperature fino a 31 °C, diminuisce in modo lineare fino al 50% a 40 °C</li> <li>▶ Categoria di sovratensione: II</li> <li>▶ Grado di inquinamento: 2</li> <li>▶ Tensione di rete: ± 10% della tensione nominale</li> </ul> |  |  |        |

**AVVISO**

- ▶ L'interfaccia del sistema di monitoraggio di allarme a distanza serve al collegamento del sistema di allarme centrale dell'utente finale che utilizza contatti puliti normalmente aperti o normalmente chiusi.
- ▶ Se un alimentatore esterno superiore a 30 V (RMS) o 60 V (CD) è collegato al circuito del sistema di monitoraggio di allarme remoto, l'allarme a distanza non funzionerà correttamente, potrebbe subire danni o causare lesioni all'utente.
- ▶ Si raccomanda vivamente che il Compartmental Access Refrigerator sia collegato al sistema di alimentazione di emergenza.


**NOTA**

In caso di interruzione di corrente, la conseguente condizione di allarme viene trasmessa attraverso i contatti dell'allarme remoto.



## 5 Conformità

### 5.1 Conformità alle normative

Questo prodotto è certificato alle norme UL e CSA applicabili da un NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory, Laboratorio di test riconosciuto negli USA).

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE riguardante i dispositivi medici, modificata dalla direttiva 2007/47/CE.

Il livello acustico è inferiore a 70 dB(A).

Si applica solo al frigorifero iBX080.



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP L'Aia  
Paesi Bassi




### 5.2 Conformità RAEE

Il simbolo RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sulla destra indica conformità alla direttiva 2002/96/CE RAEE dell'Unione Europea e disposizioni applicabili. La direttiva stabilisce i requisiti per l'etichettatura e lo smaltimento di alcuni prodotti nei Paesi interessati.

Per lo smaltimento di questo prodotto nei Paesi interessati da questa direttiva:

- ▶ non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano non differenziato
- ▶ raccogliere questo prodotto separatamente
- ▶ utilizzare i sistemi di raccolta e resa disponibili localmente

Per ulteriori informazioni su restituzione, recupero o riciclaggio di questo prodotto, contattare il distributore locale.



### 5.3 Conformità elettromagnetica

Questo dispositivo è adatto per l'uso in un ambiente elettromagnetico specifico. L'utente finale di questo dispositivo ha la responsabilità di garantire che il dispositivo viene utilizzato in conformità alle seguenti direttive e norme dell'Unione europea in materia di EMC (compatibilità elettromagnetica):

Direttiva EMC 2004/108/CE

- ▶ EN 55011:2009
- ▶ EN 61000-3-2:2006
- ▶ EN 61000-3-3:2008
- ▶ EN 61000-6-1:2007

### 5.4 Fabbricante di registro

Helmer Scientific è il fabbricante dell'iBX080 ai sensi della direttiva 93/42/MDD al quale si applica il marchio CE sulla copertina di questo manuale.

Haemonetics Corporation è il fabbricante come definito in 93/42/MDD del software BloodTrack Courier® e detiene la responsabilità esclusiva di posizionare HaemoBank™ nella sua configurazione finale sul mercato.



## Sezione II: Configurazione iniziale

### 6 Requisiti di ubicazione

- 
- AVVISO**
- ▶ Il Compartmental Access Refrigerator non deve essere classificato in aree classificate nella zona ATEX<sup>1</sup> in base alla Direttiva 99/92/CE ('ATEX 137') e la Direttiva 94/9/CE ('ATEX 95')
  - ▶ I Compartmental Access Refrigerator non devono essere collocati in locali medici del Gruppo 2 (rif Normativa CEI 64-8, Parte 7).
  - ▶ Il Compartmental Access Refrigerator è classificato IP20 e non è adatto al funzionamento all'esterno o in ambienti non protetti contro gli agenti atmosferici.
- 


- ▶ Dispone di presa di terra che soddisfa i requisiti elettrici elencati sulla targhetta delle specifiche di prodotto.
- ▶ Ottempera ai limiti specificati per la temperatura ambiente (da 15 °C a 32 °C) e umidità relativa (80% per temperature fino a 31 °C, che diminuiscono in modo lineare al 50% a 40 °C).
- ▶ Non è esposto alla luce diretta del sole, fonti di calore e bocchette di riscaldamento e aria condizionata.
- ▶ Distanza minima 203 mm (8") al di sopra, e minima di 26 mm (1") sul retro.

### 7 Ubicazione

- 
- AVVISO** Per evitare il ribaltamento, assicurarsi che le rotelle siano sbloccate, i piedini livellanti (se installati) sollevati e le porte chiuse prima di spostare il frigorifero.
- 

**Per posizionare il frigorifero:**

- 1 Rimuovere il frigorifero dall'imballaggio di spedizione.
- 2 Rimuovere e scartare il materiale di imballaggio interno.
- 3 Rimuovere il pacchetto di accessori dal frigorifero.
- 4 Rimuovere tutti i materiali dalla confezione accessori e archivarli in un luogo sicuro.
- 5 Assicurarsi che tutte le rotelle siano sbloccate e le porte chiuse.
- 6 Posizionare il frigorifero in loco e bloccare le rotelle.
- 7 Assicurarsi che il frigorifero sia su una superficie piana.
- 8 Assicurarsi che i vassoi siano bloccati all'interno dei vani.

- 
-  **NOTA** L'Access Console deve essere configurata da personale di assistenza appositamente designato. Consultare il manuale di servizio per le istruzioni di installazione per la configurazione dell'Access Console, il collegamento di dispositivi di controllo esterni, e per il collegamento dell'alimentazione CA e il cavo ethernet dell'Access Console.
-

## 8 Sonde temperatura

### AVVISO

- ▶ Le sonde temperatura sono fragili, maneggiarle con cura.
- ▶ Per ottenere valori della temperatura del prodotto attendibili, è necessario che la sonda principale sia immersa in una soluzione di simulazione del prodotto costituita da acqua e glicerina.

### Preparazione delle sonde:

- 1 Aggiungere circa 4 once (120 ml) di soluzione di simulazione di prodotto al flacone.
  - ▶ La soluzione è composta da acqua e glicerina in rapporto di 10:1.
- 2 Avvitare strettamente il tappo sul flacone sonda.
- 3 Posizionare la bottiglia sonda nel supporto e inserire la sonda (s).



Figura 1: Sonda superiore, flacone sonda, e porta-flacone.

## 9

### Registratore a diagramma (opzionale)

#### **i** NOTA

Per informazioni complete, fare riferimento al Manuale d'uso e manutenzione del registratore a nastro della temperatura.




Figura 2: Registratore a diagramma con carta e batteria installate.

| Targhetta | Descrizione                        | Funzione   |
|-----------|------------------------------------|--|
| A         | Pulsanti freccia sinistra e destra | Regolano le impostazioni e la posizione della puntina  |
| B         | LED                                | Nella modalità di funzionamento indica lo stato del registratore a diagramma circolare; nella modalità cambio carta indica il campo di temperatura selezionato |
| C         | Pulsante cambio carta              | Regola la posizione della puntina durante il cambio carta o esegue un test di prova  |
| D         | Puntina                            | Segna la linea della temperatura sulla carta   |
| E         | Pulsante reset                     | Riavvia il registratore a diagramma circolare  |
| F         | Batteria di backup                 | Fornisce potenza durante l'interruzione di corrente CA. Collegare prima dell'uso.  |

**Installare la batteria di backup**

- 1 Togliere la batteria di backup del registratore a diagramma dalla scatola degli accessori.
- 2 Installare e collegare la batteria.

9.1

**Installare e modificare il registratore a diagramma**

**Installare carta del registratore:**

- 1 Tenere premuto il pulsante **C**. Quando la puntina inizia a muoversi verso sinistra, rilasciare il pulsante. Il LED lampeggia per indicare l'attuale campo della temperatura.
- 2 Quando la puntina si arresta, rimuovere la manopola, spostarla verso l'alto e allontanarla dalla carta diagramma.
- 3 Posizionare la nuova carta diagramma sul registratore.
- 4 Sollevare delicatamente la puntina e ruotare la carta in modo che la linea temporale attuale corrisponda alla scanalatura temporale.



*Figura 3: Grafico registratore puntina e linea di scanalatura del tempo.*

- 5 Tenere la carta diagramma e rimontare la manopola.

**i** **NOTA**

---

Per una lettura precisa della temperatura, assicurarsi che la linea temporale attuale sia allineata con la scanalatura temporale quando la manopola è serrata.

---

- 6 Confermare che il campo della temperatura è impostato sul valore corretto.
- 7 Tenere premuto il pulsante **C**. Quando la puntina inizia a muoversi verso destra, rilasciare il pulsante.
- 8 Confermare che la puntina stia segnando correttamente la temperatura.

## 10 Accensione iniziale

 **NOTA**

- ▶ Il sistema i.C<sup>3</sup> di monitoraggio e controllo impiegherà circa 3 minuti per avviarsi.
- ▶ Quando il frigorifero viene acceso per la prima volta, verrà visualizzata la schermata di calibrazione. La schermata di calibrazione non viene visualizzata nelle accensioni successive.

**Avviamento del frigorifero:**

- 1 Accendere il frigorifero premendo l'interruttore ON/OFF su **ON**.
  - ▶ L'interruttore si trova sulla scatola elettrica, sulla parte superiore del frigorifero.
  - ▶ Il sistema di monitoraggio i.C<sup>3</sup> e di controllo si avvia e visualizza la schermata Lingua.
- 2 Premere l'interruttore ON/OFF di monitoraggio del sistema/della batteria di backup di Access Control su **ON**.
  - ▶ L'interruttore si trova sulla scatola elettrica, sulla parte superiore del frigorifero.



Figura 4: interruttore ON/OFF di corrente CA (a sinistra), interruttore ON/OFF del sistema di monitoraggio/ batteria di backup Access Control (al centro), interruttori automatici (solo per sistemi 230 V) (a destra).

- 3 Viene visualizzata la schermata di avvio quando il sistema i.C<sup>3</sup> è acceso. Il sistema i.C<sup>3</sup> impiega circa tre (3) minuti per accendersi.



Figura 5: schermata iniziale.

- 4 Se l'allarme di alta temperatura suona, disattivare temporaneamente l'allarme toccando l'icona **Silenzioso**.



Figura 6: Pulsante Silenzioso.

- 5 Nella schermata **Lingua**, sfiorare il pulsante **Lingua** quindi selezionare la lingua preferita dal menù a discesa.
  - ▶ Se l'inglese è la lingua preferita, sfiorare il pulsante **Home**.




Figura 7: Schermata Lingua.

**NOTA**

Gli allarmi attivi sono visualizzati nella schermata Home. Se si verifica una condizione di allarme diversa da temperatura alta, fare riferimento al manuale di assistenza per le procedure di risoluzione dei problemi.



Figura 8: Schermata Home

- 6 Se suona un allarme, sfiorare il pulsante **Silenzioso** per disattivare temporaneamente l'allarme.



Figura 9 (sinistra): Non silenzioso.

Figura 10 (destra): Silenzioso.

## Sezione III: Funzionamento

### 11 Funzionamento

**NOTA**

- ▶ Fare riferimento alla Guida dell'utente i.C<sup>3</sup> per i Compartmental Access Refrigerator e le informazioni in merito alle comunicazioni di rete di BloodTrack®.
- ▶ Per ottenere informazioni complete sull'interfaccia utente, fare riferimento alla Guida dell'utente i.C<sup>3</sup> per i Compartmental Access Refrigerator.

#### 11.1 Funzionamento normale

La schermata Home i.C<sup>3</sup> visualizza informazioni su temperatura e allarme; inoltre mostra le icone per attivare altre funzioni dell'i.C<sup>3</sup>.

Dopo due minuti di inattività, viene visualizzato il salvaschermo. Per tornare alla schermata Home, sfiorare il salvaschermo.



Figura 11: Schermata Home.



Figura 12: Salvascermo.

#### 11.2 Allarmi attivi



Figura 13: Schermata Home, senza allarmi.



Figura 14: Schermata Home con allarme attivo.

| Allarme              | Descrizione  |
|----------------------|--|
| Alta temperatura     | La temperatura registrata nella camera è al di sopra del punto di impostazione allarme temperatura elevata |
| Bassa temperatura    | La temperatura registrata nella camera è al di sotto del punto di impostazione allarme temperatura bassa   |
| Batteria scarica     | Il voltaggio del sistema di monitoraggio/della batteria di backup di Access Control è basso                |
| Guasto alimentazione | L'alimentazione dell'unità è stata interrotta  |
| Guasto sonda         | La sonda non funziona correttamente  |
| Porta aperta         | La porta è aperta da troppo tempo rispetto alla durata specificata dall'utente                             |

| Allarme                                     | Descrizione  |
|---|--|
| Temperatura compressore                     | La temperatura registrata nel compressore è al di sopra del punto di impostazione allarme temperatura elevata  |
| Errore di comunicazione<br>Messaggi 1, 2, 3 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Interruzione di comunicazione tra la scheda di visualizzazione i.C<sup>3</sup> e il pannello di controllo</li> <li>2 Il file di configurazione è danneggiato oppure i.C<sup>3</sup> non è in grado di accedere al file di configurazione</li> <li>3 Database danneggiato</li> </ol> |

### 11.3 Silenziare e disattivare gli allarmi attivi

Gli allarmi acustici possono essere silenziati toccando il pulsante **Silenzioso** per ritardarli.



Figura 15: Non silenzioso.



Figura 16: Silenzioso.

### 11.4 Modifica del setpoint della temperatura



- ▶ Inserire la password Impostazioni.
- ▶ Sfiare + o – sulla casella di selezione per modificare il valore.



#### NOTA

- ▶ Password delle impostazioni predefinite: 1234.
- ▶ Setpoint predefinito 4.0 °C.

### 11.5 Impostare i parametri di allarme



> Impostazioni allarme

Controllare le condizioni e i tempi degli indicatori condizione di allarme visualizzati sulla schermata Home i.C<sup>3</sup>. Sfiare + o – sulla casella di selezione per impostare ogni parametro.

## 12 Guida di riferimento alle icone i.C<sup>3</sup>®

|  |                                      |  |                       |  |                        |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|
|  | Inizio                               |  | Test allarme          |  | Trasferimento icone    |
|  | Registro eventi (indicatore icone)   |  | Silenzioso            |  | Luminosità             |
|  | Impostazioni                         |  | Download              |  | Freccie di scorrimento |
|  | Applicazioni i.C <sup>3</sup> (APPS) |  | Upload                |  | Access Control         |
|  | Freccia indietro                     |  | Grafico temperatura   |  | Contatti               |
|  | Condizioni di allarme                |  | Registro informazioni |  | Potenza batteria       |



## 13 Funzionamento dei componenti di montaggio **Compartment**

### 13.1 Ubicazioni di **Compartment**

Le ubicazioni dei componenti **Compartment** sono etichettate sulla matrice (A-D) da sinistra a destra e (1-20) dall'alto in basso.



Figura 17: Etichette componenti **Compartment**.

### 13.2 Funzionamento dei vassoi

I vassoi rimangono bloccati in qualsiasi momento, a meno che siano sbloccati dal sistema **BloodTrack®**.

I vassoi saranno illuminati e sbloccati quando specificato tramite il **BloodTrack® kiosk**.

Durante il normale funzionamento, i vassoi si bloccano al momento l'inserimento completo.

Un bordo protettivo in gomma impedirà il vassoio di fuoriuscire completamente e di venire rimosso.

I vassoi sono stati progettati per contenere le perdite.

---

**i** **NOTA** Fare riferimento al manuale di manutenzione e assistenza per le istruzioni sulla rimozione del vassoio per la relativa pulizia o sostituzione.

---

### 13.3 Luce frigorifero

La luce del frigorifero è controllata dal **BloodTrack® kiosk** e non può essere attivata o disattivata tramite l'Interfaccia utente i.C<sup>3</sup>.

**Funzionamento durante interruzione di corrente**

Il Compartmental Access Refrigerator è dotato di due sistemi di batterie di backup. Un sistema fornisce energia elettrica al sistema di monitoraggio della temperatura i.C<sup>3</sup>, all'impianto di allarme, alla serratura magnetica di Access Control, e alle schede di comunicazione del frigorifero del sistema i.C<sup>3</sup>. Un secondo sistema fornisce l'alimentazione di backup per chiosco, scanner e altoparlanti. I vassoi individuali non possono essere sbloccati, mentre il frigorifero è alimentato a batteria, a meno che vengano eseguite le procedure di cui alla Sezione III, Punti 14.3, e 14.4.

**AVVISO**

- ▶ In caso di interruzione di corrente, i sistemi di batteria di backup non forniscono refrigerazione del locale o al prodotto immagazzinato.
- ▶ Al fine di mantenere l'integrità del prodotto, seguire le procedure operative standard della struttura relativamente alle istruzioni su come accedere agli emoderivati durante un'interruzione di corrente, o sul trasferimento degli emoderivati a un frigorifero che funzioni da una fonte di alimentazione di emergenza.
- ▶ Se una fonte di alimentazione di emergenza non è disponibile, la temperatura dei prodotti ematici immagazzinati deve essere controllata in base alle procedure operative standard della struttura, per garantire che tali emoderivati conservati non si siano riscaldati ad una temperatura inaccettabile durante l'interruzione di corrente.
- ▶ Si raccomanda vivamente che il Compartmental Access Refrigerator sia collegato al sistema di alimentazione di emergenza.

Se è previsto che l'interruzione di corrente elettrica non duri più di 20 minuti, i sistemi di batterie di backup forniranno il monitoraggio della temperatura e le funzioni di allarme, e consentiranno un accesso sicuro al frigorifero. Tuttavia, non consentiranno l'accesso ai singoli vassoi.

Se l'interruzione di alimentazione è prevista per oltre 20 minuti, e l'impianto ha una fonte di alimentazione di emergenza, fare riferimento alla Sezione III, Punto 14.1 per le istruzioni su come utilizzare il frigorifero dopo che la fonte di alimentazione di emergenza è ritornata disponibile.

Se l'interruzione di alimentazione è prevista per oltre 20 minuti, e la struttura non dispone di una fonte di alimentazione di emergenza, fissare la porta esterna e accedere ai contenuti frigorifero manualmente (vedi Sezione III, Punti 14.3 e 14.4).

**AVVISO**
**Durante un'interruzione di corrente:**

- ▶ La batteria di backup non fornisce refrigerazione continuata del locale. La temperatura del locale può salire al di sopra dei limiti stabiliti necessari per mantenere l'integrità del prodotto immagazzinato.
- ▶ La batteria di backup i.C<sup>3</sup> fornisce l'alimentazione alla serratura di Access Control, al sistema di allarme, e alle schede di comunicazione per circa 20 minuti (l'allarme di batteria scarica suona quando la batteria di backup del frigorifero è quasi scarica).
- ▶ La batteria di backup si esaurisce rapidamente mentre la serratura magnetica di Access Control è attivata.
- ▶ Il blocco di Access Control rimarrà attivo finché si esaurisce la carica della batteria.
- ▶ La batteria di backup i.C<sup>3</sup> alimenta il sistema di monitoraggio i.C<sup>3</sup>, le componenti di comunicazione del frigorifero e la serratura magnetica di Access Control fino a quando batteria è scarica, mentre la batteria di backup dell'Access Console fornisce l'alimentazione a chiosco, scanner, e altoparlante.

**Durante un'interruzione di corrente prolungata:**

- ▶ Spostare la principale fonte di alimentazione elettrica del frigorifero al sistema di alimentazione di emergenza della struttura (fare riferimento alla Sezione III, Punto 14.1), o
- ▶ Fissare la porta esterna, e utilizzare la chiave della porta meccanica per fornire conservazione sicura ai contenuti del frigorifero (fare riferimento alla Sezione III, Voci 14.3 e 14.4).


**NOTA**

- ▶ La batteria di backup fornisce alimentazione di backup ai sistemi per circa 20 minuti solo se è rimasta in carica per almeno 24 ore dopo l'ultima interruzione.
- ▶ Durante un'interruzione di corrente, la batteria di backup di i.C<sup>3</sup> alimenta il sistema di monitoraggio e l'allarme interruzione di corrente. Se la batteria di backup non è in funzione, l'allarme interruzione di corrente non viene attivato.
- ▶ Se la batteria di backup di i.C<sup>3</sup> non alimenta il sistema di monitoraggio durante il test per l'allarme interruzione di corrente, sostituire la batteria.

**14.1 Funzionamento del frigorifero con un sistema di alimentazione di emergenza**

Una volta che il sistema di alimentazione di emergenza è in linea, il Compartmental Access Refrigerator riprenderà il normale funzionamento.

- AVVISO**
- ▶ Se l'alimentazione CA non ha avuto successo e il sistema di alimentazione CA di emergenza è avviato, il frigorifero si riavvia usando la corrente alternata di emergenza.
  - ▶ Non spegnere la batteria di backup del frigorifero, o la batteria di backup dell'Access Console se funzionano con il sistema di alimentazione CA di emergenza.
  - ▶ Il frigorifero riprenderà ad utilizzare l'alimentazione di corrente primaria quando viene ripristinata l'alimentazione di corrente CA e spento il sistema di alimentazione d'emergenza.

**14.2 Accedere al frigorifero e ai vassoi durante un'interruzione dell'alimentazione**

È possibile accedere al Compartmental Access Refrigerator in due modi nel corso di un'interruzione di corrente alternata. Mentre il frigorifero è alimentato da batteria di backup, la porta può essere sbloccata con il sistema di monitoraggio i.C<sup>3</sup>/Access Control. Se la batteria di backup è scarica, spegnere il sistema di monitoraggio i.C<sup>3</sup>/la batteria di backup di Access Control premendo il tasto ON/OFF su **OFF** e quello dell'alimentazione CA su **OFF**. Quest'azione disinserisce la serratura magnetica integrata permettendo l'accesso al frigorifero.

- AVVISO** Se gli emoderivati sono stati rimossi manualmente dal frigorifero durante un'interruzione di corrente, è la responsabilità dell'utente di seguire le procedure operative standard della struttura in merito a pratiche trasfusionali sicure. Per ulteriori indicazioni, consultare le politiche e le procedure della propria struttura per garantire la disponibilità di sangue in caso di emergenza.

- i** **NOTA** Una volta che il sistema di monitoraggio i.C<sup>3</sup>/la batteria di backup Access Control è spento portando il pulsante ON/OFF su **OFF**, il contenuto del frigorifero non sarà più sotto controllo.

- 1 Aprire la porta esterna.
- 2 Sbloccare la maniglia di rilascio del bypass con la chiavetta dei componenti di montaggio.



*Figura 20 (sinistra): Maniglia di sblocco e di blocco di bypass (mostrata in posizione di sblocco).  
Figura 21 (destra): Vassoio individuale (indicato con il sacchetto di sangue conservato nel vassoio).*

- 3 Ruotare la manopola di rilascio del bypass in senso antiorario in posizione verticale per sbloccare il meccanismo di bloccaggio per tutti i vassoi.
- 4 Estrarre solo il vassoio contenente la sacca di sangue da rimuovere.
- 5 Rimuovere la sacca di sangue dal vassoio.
- 6 Inserire il vassoio nello scomparto fino all'arresto.
- 7 Ruotare la maniglia di rilascio del bypass in senso orario in posizione orizzontale per fissare il meccanismo di bloccaggio.
- 8 Bloccare nuovamente la maniglia di rilascio del bypass con la chiavetta dei componenti di montaggio.
- 9 Chiudere la porta del frigorifero.
- 10 Accendere la batteria di backup portando il pulsante ON/OFF sulla posizione **ON** quello dell'alimentazione CA su **ON**. (Questo garantisce che il sistema di refrigerazione si riavvierà una volta ripristinata l'alimentazione di corrente CA.)

- 14.3 **Fissare la porta esterna durante un'interruzione prolungata dell'alimentazione CA (opzionale)**
- 1 Spegnere il sistema di monitoraggio/la batteria di backup di Access Control portando il pulsante ON/OFF su **OFF**.
    - ▶ Portando il pulsante della batteria di backup su **OFF** si disabilita la serratura della porta di Access Control e il sistema di monitoraggio.
  - 2 La porta può essere bloccata usando la chiave della porta fornita con il frigorifero.
  - 3 Estrarre la chiave dalla serratura esterna della porta.



*Figura 18 (sinistra): Sistema di monitoraggio/interruttore della batteria di backup di Access Control (cerchiato).  
Figura 19 (destra): Serratura esterna.*

## Sezione IV: Manutenzione

### 15 Programma di manutenzione

Le operazioni di manutenzione devono essere completate secondo il seguente programma. Tutte le attività possono essere eseguite dall'utente finale (ad eccezione delle componenti elettriche e l'ispezione del terminale di cablaggio). Fare riferimento al manuale di manutenzione e di servizio per le informazioni su come eseguire i vari compiti, se non diversamente indicato.

#### **NOTA**

Questi sono i requisiti minimi raccomandati. I regolamenti interni o le situazioni fisiche dell'organizzazione possono richiedere che la manutenzione venga eseguita più di frequente o solo da personale di assistenza autorizzato.

| Operazione   | Frequenza |        |        |        | Secondo necessità |
|--|-----------|--------|--------|--------|-------------------|
|  | 3 mesi    | 6 mesi | 1 anno | 2 anni |                   |
| Testare gli allarmi temperatura elevata e bassa.   | ✓         |        |        |        |                   |
| Testare l'allarme di interruzione di corrente.   | ✓         |        |        |        |                   |
| Testare l'allarme porta.   |           |        |        |        | ✓                 |
| Verificare la calibrazione della temperatura sul monitor e modificarla, se necessario.   | ✓         |        |        |        |                   |
| Se in dotazione, controllare la batteria di backup del registratore a diagramma dopo una prolungata interruzione di corrente e cambiarla se necessario o cambiare la batteria se è installata da un anno.                                |           |        |        |        | ✓                 |
| Ispezionare solenoidi ed eventualmente serrarli (fare attenzione a non serrare eccessivamente il solenoide ai cavetti IRACS PCB)   |           |        | ✓      |        |                   |
| Ispezionare i componenti elettrici e dei terminali di cablaggio nel quadro elettrico se manifestano scolorimento. Chiamare l'assistenza clienti BloodTrack® di Haemonetics® Corporation assistenza clienti se si riscontra scolorimento. |           |        | ✓*     |        |                   |
| Controllare il livello della soluzione nei flaconi sonda. Ricaricare o sostituire la soluzione se necessario.  |           |        |        |        | ✓                 |
| Esaminare i flaconi sonda e pulirli o sostituirli se necessario.   |           |        | ✓      |        |                   |
| Controllare le luci della camera e sostituirle se necessario.  |           |        |        |        | ✓                 |
| Pulire la griglia del condensatore.  | ✓         |        |        |        |                   |
| Pulire le guarnizioni della porta, l'interno e l'esterno del frigorifero.  |           |        |        |        | ✓                 |
| Sostituire i bordi di protezione dei vassoi in ogni loro ubicazione.   |           |        |        | ✓      |                   |
| Controllare il funzionamento del blocco del bypass manuale.  |           | ✓      |        |        |                   |
| Sostituire la batteria di backup di i.C <sup>3</sup> .   |           |        |        | ✓      |                   |
| Sostituire la batteria di backup di Access Console.  |           |        |        | ✓      |                   |
| Ripristinare i pezzi di ricambio in dotazione.   |           |        | ✓      |        |                   |

**AVVISO** Pulire la griglia del condensatore su base trimestrale.

#### **NOTA**

La sostituzione dei bordi di protezione dei vassoi richiede la rimozione e la sostituzione dei vassoi. Consultare il manuale di servizio per le istruzioni sulla rimozione dei vassoi.

\* Deve essere eseguita da personale di manutenzione/servizio designati.

## Sezione V: Componenti

### 16 Componenti anteriori

#### 16.1 Esteriori anteriori



Figura 23: Caratteristiche esterne anteriori.

| Targhetta | Descrizione                                      |
|-----------|--|
| A         | Access Console                                   |
| B         | BloodTrack® kiosk                                |
| C         | Scanner di codici a barre                        |
| D         | Cassetto della stampante                         |
| E         | Tavolo rotante                                   |
| F         | Consumable cart                                  |
| G         | Serratura a chiave della porta (consumable cart) |
| H         | Registratore grafico (opzionale, non mostrato)   |
| I         | Serratura a chiave indipendente (porta del vano) |
| J         | Interfaccia utente i.C <sup>3</sup>              |
| K         | Rotella  |
| L         | Porta USB (i.C <sup>3</sup> )                    |




Figura 24: Caratteristiche locale anteriore.

| Targhetta    | Descrizione   |
|--------------|---|
| A            | Interruttore porta  |
| B            | Luce locale   |
| C            | Schermo   |
| D            | Maniglia di sblocco e blocco del bypass   |
| E            | Vassoio (80)  |
| F            | Componenti di montaggio Compartment   |
| G            | Bordo di protezione in gomma (80)   |
| H            | Sonda superiore   |
| I            | Sonda registratore su carta (opzionale)   |
| J            | Flacone sonda   |
| K            | Serratura porta Access Control (all'interno della cornice della porta/maniglia) |
| Non mostrato | Raffreddatore dell'unità con protezione ventilatore (dietro lo schermo)         |

17 Componenti posteriori

17.1 Posteriore esterna




Figura 25: Caratteristiche esterne posteriori.

| Targhetta | Descrizione  |
|-----------|--|
| A         | Serratura a chiave della porta   |
| B         | Alimentazione di corrente CA di Access Console e fori di cablaggio cavi  |
| C         | Access Console   |
| D         | Collegamenti di alimentazione e di comunicazione di Access Console CA (che si trova dietro i fori di cablaggio cavi) |
| E         | Porta chiavetta USB di Access Console  |
| F         | Access Console RJ45 Porta Ethernet (2)   |
| G         | Interruttore batteria di backup di Access Console  |
| H         | Porta Access Console RS232   |
| I         | Preso del cavo di alimentazione CA di Access Console   |
| J         | Scheda IRACS di ricambio (attaccata al coperchio superiore del Compartmental Access Refrigerator)                    |






Figura 26: Caratteristiche locale posteriore.

| Targhetta | Descrizione   |
|-----------|---|
| A         | Interruttore della porta posteriore                         |
| B         | Raffreddatore dell'unità con protezione ventilatore         |
| C         | Deflettore di ricircolazione                                |
| D         | Solenoide (80)  |
| E         | PCB IRACS (20)  |
| F         | PCB VIB (4)   |
| G         | Linea di scarico condensa                                   |
| H         | Cavo di alimentazione evaporatore condensa                  |
| I         | Cavo di alimentazione della ventola evaporatore condensa    |
| J         | Evaporatore condensa e ventilatore (sotto pavimento mobile) |

18 Componenti interni

18.1 Componenti frigorifero




Figura 27: Componenti di refrigerazione (frigorifero).

| Targhetta | Descrizione  |
|-----------|--|
| A         | Porta Ethernet RJ-45 (situata dietro il pannello elettrico; si collega alle porte del router giallo) |
| B         | Porta chiavetta USB  |
| C         | Interfaccia allarme remoto   |
| D         | Compressore  |
| E         | Cavo di alimentazione del sistema  |
| F         | Interruttore ON/OFF di corrente CA   |
| G         | Interruttore ON/OFF di monitoraggio del sistema/della batteria di backup di Access Control           |
| H         | Interruttori automatici (solo unità 230 V)   |
| I         | Condensatore   |
| J         | Sistema di monitoraggio/batteria di backup di Access Control   |
| K         | Ventilatore e motore condensatore  |
| L         | Etichetta con le specifiche del prodotto   |
| M         | Porta di accesso   |




Figura 28: Componenti di refrigerazione (frigorifero).

| Targhetta | Descrizione                         |
|-----------|-------------------------------------|
| A         | Condensatore sonda unità            |
| B         | Motore ventilatore del condensatore |
| C         | Compressore                         |

18.2 Componenti di montaggio Compartment




Figura 29: Componenti di montaggio Compartment.

| Targhetta | Descrizione  |
|-----------|--|
| A         | Componenti di montaggio Compartment di controllo PCB |
| B         | Scheda di distribuzione PDB dell'alimentazione       |
| C         | Alimentazione a 24 V                                 |
| D         | Router con porte RJ45 Ethernet                       |

18.3 Ricambi in dotazione

| Qtà | Descrizione                                    |
|-----|--|
| 1   | Vassoi   |
| 1   | Solenoide di blocco vassoio                    |
| 2   | Bordo di protezione del vassoio                |
| 1   | Bordo orizzontale con solenoidi IRACS          |
| 1   | Scheda di distribuzione PDB dell'alimentazione |

**FINE DEL MANUALE**

HELMER SCIENTIFIC  
14400 Bergen Boulevard  
Noblesville, IN 46060 USA

TEL +1.317.773.9073  
FAX +1.317.773.9082  
[www.helmerinc.com](http://www.helmerinc.com)

